

MODE D'EMPLOI DU BOITIER ENREGISTREUR



Etiquette patient

Retour du boîtier

Le :

A :

Instructions

L'objectif de cette pH-métrie consiste à surveiller la fréquence et la durée du reflux gastrique au cours d'une journée normale, afin de déterminer le lien entre le reflux et vos symptômes. **Pour obtenir les résultats les plus précis, vous devez manger, boire, travailler et faire de l'exercice comme vous le feriez normalement.**

Enregistrements des événements

Toutes les fonctions des boutons sont actives uniquement lorsque le rétro-éclairage est **ALLUME**. Appuyer sur un bouton quelconque pour allumer le rétro-éclairage, puis sur le bouton d'événements (repas, sommeil) ou de symptômes (douleurs thoraciques, toux, brûlures d'estomac) pour les enregistrer.

Le voyant vert s'allume pendant 3 secondes et un bip est audible, indiquant que le symptôme a été enregistré.

Les événements comprennent **les repas, le sommeil et les autres types d'activités**, avec leur durée.



Pour le repas (y.c. les collations)

Appuyer sur le bouton « repas » une fois au début et une fois à la fin du repas. Entre les deux pressions, le bouton lumineux clignote jusqu'à la fin de l'événement.



Pour le sommeil (y.c. le fait de s'allonger)

Appuyer sur le bouton « lit » une fois quand vous vous couchez, puis une fois quand vous vous lever. Entre les deux pressions, le bouton lumineux clignote jusqu'à la fin de l'événement.

Pour enregistrer les autres types d'activités

Utiliser le Journal Patient en notant le type d'événement, ainsi que l'heure de début et de fin.

Enregistrement des symptômes

Les symptômes comprennent : **douleurs thoraciques**, **toux** et **brûlures d'estomac**.



Douleurs thoraciques



Toux



Brûlures d'estomac

Ils sont préenregistrés sur les 3 boutons au milieu du boîtier.

Vous pouvez les enregistrer en appuyant une fois sur l'un des 3 boutons et signaler le symptôme dans le Journal Patient en marquant le type de symptôme et son heure d'apparition. Pour plus de détails, vous pouvez renseigner dans le Journal Patient le type de symptôme plus précisément (pleurs, vomissements, toux, régurgitations, éternuement, rots...)

Recommandations

- Veuillez boire des quantités limitées entre les repas et ne pas boire pendant de longues périodes.
- Ne mâchez pas de chewing-gum et ne sucez pas de bonbons durs pendant l'examen
- Vous pouvez prendre un bain ou une douche, mais veuillez à ne pas mouiller l'enregistreur
- Vous pouvez conserver l'enregistreur Bravo en position allongée ou le retirer. Placez-le alors sur une surface stable à moins de 1 mètre de votre poitrine, l'écran orienté vers le haut et les boutons face à vous.
- Si l'enregistreur Bravo est trop éloigné de la capsule, **un bip** est audible pendant 30 secondes et l'écran affiche **1** ou **2** pour indiquer la perte de signal. **Rapprochez-vous jusqu'à l'arrêt sonore du bip.**
- Vous ne devez pas subir d'**IRM** durant 30 jours.
- Pour toute question, ou si vous rencontrez des problèmes techniques, appelez le cabinet aux heures d'ouvertures.

[illegible]

[illegible]