

MODE D'EMPLOI DU BOITIER ENREGISTREUR



Etiquette patient

Retour du boîtier

Le :

A :

Explications des boutons du boîtier enregistreur

	Triangle vertical	= Position debout ou assise
	Triangle horizontal	= Position couchée ou allongée
	Couverts	= Heure du début des repas, collations = Heure du début des boissons autres que l'eau
	Couverts barrés	= Heure de fin des repas, collations = Heure de fin des boissons autres que l'eau
	Journal d'événements	= Autres événements particuliers (ex : rot, nausée, vomissements, sonde décollée, médicaments...)
	Symptôme 1	= 1^{er} symptôme (le plus fréquent)
	Symptôme 2	= 2^e symptôme (le plus fréquent)
	Symptôme 3	= 3^e symptôme (le plus fréquent)

- Identifiez les **3 symptômes les plus fréquents** et les attribuer sous symptôme **1,2 et 3**.
- Evitez de consommer les boissons gazeuses, des jus de fruits, du vinaigre et tout ce qui est acide.
- **Ne déconnecter à aucun moment les câbles.**
- Durant les 24h du test, il est important de presser les boutons 1,2 et 3 **à chaque fois** que vous avez le symptôme correspondant et de le **notifier sur les feuilles en précisant l'heure**.
- Signalez **tout évènement autre** que les symptômes 1,2 et 3 avec le bouton « **journal d'événements** » et décrivez-le dans le tableau ci-dessous.
En cas de problèmes, vous pouvez joindre le cabinet aux heures ouvrables.

CENTRE DES MALADIES DIGESTIVES LAUSANNE.
Avenue Louis Ruchonnet 30 (rez). CH-1003 Lausanne.
secretariat@cmd-lausanne.ch. www.cmd-lausanne.ch. T 021 512 41 20. F 021 512 41 29

[illegible]

[illegible]